


Reinigungs- und Desinfektionsbereich

- 1** Annahmezone
- 2** Dichtigkeitstest
- 3** Manuelle Reinigung und Desinfektion
- 4a** Beladezone Endoskope
- 4b** Beladezone Transportbox Endoskope
- 5a** Maschinelle Reinigung und Desinfektion Endoskope
- 5b** Maschinelle Reinigung und Desinfektion Transportbox

- R** Zureichewagen RDG-E
- Halterung für 5 Adaptersets

Pack- und Sterilisierbereich

- 6** Entladezone RDE
- 7** Pflege- und Servicezone
- 8** Packzone
- 9** Dokumentationszone
- 12** Materialabgabe Sterilgutlager
- 14** Lagerung flexible Endoskope



Reinigungs- und Desinfektionsbereich

- | | |
|-------|---|
| 1 | Annahmezone |
| 2 | Manuelle Reinigung und Desinfektion, Dichtigkeitstest |
| 3 | Sortierzone |
| 4 | Beladezone RDG |
| 5 | Maschinelle Reinigung und Desinfektion |
| <hr/> | |
| 15 | Technikraum |
| S | Transferwagen ECO 300 |
| M | Transferwagen RDG Miele |
| R | Zureichewagen RDG-E |

Pack- und Sterilisierbereich

- | | |
|----|--|
| 6 | Entladezone RDG |
| 7 | Pflege- und Servicezone |
| 8 | Packzone |
| 9 | Dokumentationszone |
| 10 | ECO 300 HC Be- und Entladezone Auskühlzone |
| 11 | 65 TC Be- und Entladezone Auskühlzone |
| 12 | Materialabgabe Sterilgutlager |
| 13 | Sterilgutlager |